

LightControl

Testeur Automatisé d'Endoscope

Le seul appareil de **test automatisé** garantissant la **conformité réglementaire** et attestant que vos endoscopes sont en parfait état, adaptés à leur usage.

Fini les endoscopes défectueux
dans votre bloc opératoire.



Que peut faire pour vous le test d'endoscope automatisé ?



Que fera pour vous le test d'endoscope automatisé ?

Fini les endoscopes défectueux dans votre bloc opératoire.

Intégrez LightControl à votre protocole : l'assurance d'un endoscope irréprochable à chaque intervention.

Oubliez les contretemps et économisez sur les coûts inattendus.

Petites réparations = coûts réduits

Aucun endoscope ne durera éternellement. Tôt ou tard, vous devrez l'envoyer en réparation.

En utilisant LightControl, vous détecterez les défauts bien plus tôt, ce qui se traduira par des réparations mineures et une réduction des coûts de maintenance.

Aperçus essentiels

Toutes les données de test sont stockées sur notre plateforme cloud, EndoscopeManager. Cela garantit la conformité réglementaire et vous offre des aperçus essentiels sur votre inventaire, vous permettant de suivre les performances de vos endoscopes au fil du temps. Cette prévisibilité signifie « fini les surprises ».

Les avantages

- **Économisez 100 000 € par an rien qu'en temps de bloc opératoire.**
- **Économisez 3 jours de temps de bloc opératoire gaspillé chaque année**
- **Prolongez la durée de vie de l'endoscope jusqu'à 25%**
- **Conformité aux réglementations**
- **Plus jamais d'endoscope défectueux dans le bloc opératoire**
- **Augmentez la sécurité des patients**


Que teste LightControl ?



Fibres lumineuses



Mise au point



Transmission de la lumière



Correction des couleurs



Fractures de lentilles



Détection des particules



LightControl : toujours connecté à EndoscopeManager.

Contrôle qualité, prévisibilité et gestion des risques.

- **Traçabilité précise** des endoscopes et des paramètres : **Historique des données.**
- Augmente la **prévisibilité**, la **traçabilité** et le **contrôle qualité.**
- **Workflows automatisés en option** : Notifications et/ou déclenchements automatiques et suivis (par exemple, réparation/remplacement)
- **Améliore la logistique**, la réparation, le remplacement et le processus de livraison et peut être utilisé par les hôpitaux, les fabricants et les ateliers de réparation
- **Stocke et évalue** les résultats de LightControl.

